

ウィズ製品カタログ

安心・安全・快適生活

2021-2022



ウィズ 品質方針


人間の尊厳、人権の平等を重んじ、
福祉用具・機器を通じて、
医療・福祉諸関係団体・関係事業者、
地域社会から期待・信頼され、
法令を遵守し、
安心して利用できる企業であり続けます。

- いろいろなニーズに応えつつ
迅速かつ正確で適切な対応をします。
- 高齢者・心身障がい者の方々への見識を深め、
ご利用者の抱えている問題を解決し、
生活意欲の向上につながるよう
商品と技術と知識を供給します。
- 人間の尊厳、人権を尊重した対応をします。
- 現状を把握し、未来を見据えた対応をします。

目 次

歩行支援用具	一休さん（立ち作業用歩行椅子）	3
	ピッコラ Piccola（コンパクト室内用歩行補助車）	4
	平行棒 手っ平（歩行訓練、屋内用手すり）	5
	車体カバー（車いすや歩行器に、雨や埃から守る）	5
リハビリ機器	滑車訓練機・リハビリポール	6
入浴補助用具	まどか（入浴補助台回転盤付）	7
	愛ふるチェア（入浴兼用介護車いす）	7
	湯〜グリップ ワイド（浴槽用手すり）	8
	エルグリップ（浴槽コーナー手すり）	8
床ずれ防止用具	床ずれの原因と予防解説	9
	エアークッション角座・エアクッション万能	10
	エアクッション「タフ」・ガンメタクッション	10
ナーシングラグシリーズ	ナーシングラグの特徴	11
	ナーシングラグ 1 匹物・1.5 匹物・2 匹物、ベッドシート	12
	円座厚型・薄型・薄型穴無、ムーンパット、ドーナツパット	13
	枕パット、三角型ラグ、万能パットカバー	14
	おむつ用パット、楕円パット、ハンドサポーター	14
	かかとあて、ひじあて、ブーツ、尖足防止プロテクター	15
	車いす用背あて、NR クッション	15
	車イス用クッション、角座厚型、角座薄型、角座クッション	16
	NR 角座ブレスクッション薄型穴あり	17
	NR 角座ブレスクッション薄型穴無	17
	NR 車イス用ブレスクッション（座）	17
	NR 車イス用ブレスクッション（背・座）	17
床ずれ防止用具	ピタゴラス（体位変換パット）標準・30・60・80	18
	車イス用座位保持クッション	18
移乗用具	介助らくらくシート、スライディンググローブ	19
	トランスファーシート	20
アルジョシリーズ	サラステディ（スタンディングリフト）	21
	サラプラス（スタンディングリフト）	22
	サラフレックス（スタンディングリフト）	22
	マキシツイン（床走行式リフト）	23
	マキシムーブ（床走行式リフト）	23
	マキシスカイ 440・イーリートラック（据え置き式リフト）	23
	マキシスカイ 2（天井走行式リフト）	24
	ループ式スリング、ハイバック・ローバック・オールディ	24
	カレボ（シャワートロリー）	25
滑り止め用具	ステーブルシートⅡ	26
	手すり用滑り止めテープ、万能滑り止めテープⅡ	26
排泄関係用具	キュラコ（自動排泄処理装置）	27
	トイレエイド（洋式便器用手すり）	28
	New すわっ手（段差和式便器専用用手すり）	28
マットレス	ウェーブストレッチマットレス	29
自助具	ソックスエイド、ファスナーボタンエイド	29
排泄関係用具	差し込み便器	29
索引		30

長時間立ったまま作業する時に便利! 立ち作業用歩行椅子



「一休さん」は東京電気大学と日本ロボティクス(足立区FC企業)の共同開発商品です

この「一休さん」は歩行姿勢のまま座れることから体重が軽減され、プールで歩行しているような効果が得られます。

また、目視で確認しながら左右のバランスを取りながらの歩行も可能です。

両足が
同じリズムで
歩けるので
膝の負担が
少ない!

歩く時
両手が自由!

歩きながら
ちょっと
休憩も...

■膝への負担が少なく座りながらの作業がラクにできます。

■歩くと椅子が両足に挟まれて、ついて来ます。

調理台に
より近づけ
ます

適した使用場所

立ち仕事場所、
台所、理容店、
工場での流れ作業、
病院の手術室など



立ち作業用歩行椅子

一休さん

¥32,780 (税抜¥29,800)

■材質/フレーム=スチール製、サドル=樹脂・スチール
■キャスター径/7.5cm ■重量: 4.3kg ■耐荷重/80kg
JAN: 4531620981425

乗る時のご注意

- サドルの高さはかかとがやや浮くくらいが動きやすいです。
⇒写真①
- サドルの前を手で抑えながら乗るとラクに乗れます。
⇒写真②
- 高さ調節は簡単なクイックレバー式。
- 乗り降りは平坦な場所で行ってください。
- 滑りやすい床、柔らかい床、屋外や道路では乗らないでください。
- 服装はズボンに運動靴をおすすめします。
⇒写真③
- スカートやスリッパ履きは転倒の原因になりやすいのでおやめください。

写真①




写真②



写真③



お部屋間の移動にちょうど良い、 コンパクトサイズの**室内用歩行補助車**です。



- お家の狭い廊下やトイレなどにも持ち込める軽量・コンパクトサイズ
- 車輪がちいさいので小回りがきき、限られたスペースでの使用に特におすすめです。
- 移動に便利な小物入れバスケット付き。
- 移動中に壁などを傷めないバンパー付き。



前方幅が狭いから方向も
 変えやすい。
 限られたスペースでの使用
 に特にオススメです。

ピッコラ Piccola

¥27,500 (税抜¥25,000)

材質／フレーム＝スチール
 バスケット＝樹脂

重量／ 3.8 kg

キャスター径／ 7.5cm

バスケットサイズ／

幅 28× 奥行 12.5× 高さ 12.5cm

JAN : 4531620981395

ご家庭での歩行訓練用の平行棒です。



- 家庭での歩行訓練用の平行棒です。
- 足元の幅が広く、車いすでもラクに乗り入れできます。
- 長さは収縮自在ですから、部屋の広さに合わせて調節できます。
- ご家庭での移動用手すりとしてもお使いいただけます。

介護保険貨与

平行棒 手っ平 (てっぺい)

¥49,500 (税抜¥45,000)

サイズ／

手すり内幅＝44・47・50cm(3段階調節式)

手すり外径＝3.2cm

足元幅＝59・62.5・66cm(3段階調節式)

高さ＝66～81cm、長さ＝180～240cm


重量／18kg

フレーム材質／

スチール製粉体塗装・クロームメッキ

TAIS：00076-000100

JAN：4531620980664



車いすや歩行器を雨やホコリから守ります。

寸法図 (単位:mm)

①電動スクーターカバー



① 電動スクーターカバー

¥4,400 (税抜¥4,000)

材質／ポリエステルOX

※防水加工、シルバーコーティング仕上げ

JAN:4531620981265

② 自走式車いすカバー

¥3,520 (税抜¥3,200)

材質／ポリエステルタフタ

※防水加工、シルバーコーティング仕上げ

JAN:4531620981227

② 自走式車いすカバー



③ 介助式車いすカバー

③ 介助式車いすカバー

¥3,300 (税抜¥3,000)

材質／ポリエステルタフタ

※防水加工、シルバーコーティング仕上げ

JAN:4531620981234

④ 歩行器(四輪)用カバー

¥3,850 (税抜¥3,500)

材質／ポリエステルOX

※防水加工、シルバーコーティング仕上げ

JAN:4531620981241

④ 歩行器用カバー

⑤ シルバーカー用カバー

⑤ シルバーカー用カバー


¥2,860 (税抜¥2,600)

材質／ポリエステルタフタ


※防水加工、シルバーコーティング仕上げ

JAN:4531620981258

①電動スクーターカバー



② 自走式車いすカバー



③ 介助式車いすカバー



④ 歩行器用カバー



⑤ シルバーカー用カバー



滑車訓練機をリハビリポールに取り付けて 腕や肩のリハビリに最適。



- 左右の握りを交互に上下して、腕の訓練を行います。

滑車訓練器

¥12,650 (税抜¥11,500)

サイズ／把手＝直径2.8cm

ロープ＝2m

重量／380g



※写真の滑車訓練機は別売りです。

高さ
205
cm

- 脚部内幅は65cm。車いすやイスに座って訓練できます。
- ベッドの下に差し込んで、ベッド上のリハビリも可能です。

リハビリポール



¥33,000 (税抜¥30,000)

サイズ／幅76×奥行81×高さ205cm

足元幅＝65cm

材質／スチール製粉体塗装

重量／12kg

JAN: 4531620981289



座面がまわる回転付き入浴補助台




- 回転盤付の入浴補助台です。浴槽のフチに簡単にセットできます。
- 腰をかけて回転移動するので、足腰に負担をかけません。
- 高さ調節は外パイプが2.5cmピッチ（8段階）、内パイプが1cmピッチ（2段階）ですから、どんな浴槽にもほぼ水平にセットできます。
- 折りたたためて収納できます。



まどかを使用される側の壁面に手すりを取り付けてあるとより安全です。

約3cm
浴槽内への
出っ張り



まどか (①ロータイプ ②ハイトタイプ) ¥40,700 (税抜¥37,000)

サイズ/座面=直径30.5cm
高さ調節式/ロータイプ=約28.5~51cm
ハイトタイプ=約39.5~61cm
重量/4.1kg 耐荷重/80kg
折りたたみ式
材質/フレーム=ステンレス(SUS304)
シート=発泡ポリエチレン

TAIS:00076-000101 JAN: ①4531620980275 ②4531620980282 ①SB-2500 ②SB-2501

取付表 ※取り付ける浴槽の縁幅により高さが変わり				
	①ロータイプ		②ハイトタイプ	
取り付け幅	最低	最高	最低	最高
4	約28.5	約49	約39.5	約59.5
6	約29	約49.5	約40	約60
8	約30	約50.5	約41	約60.5
10.5	約31.5	約51	約41.5	約61

1台で2約！車いす&シャワーチェアー



- 寝室から浴室まで移動し、身体を洗ったり、シャワーを浴びるときに使用する強化アルミ合金とステンレスを用いた強くて軽い車いすです。
- シート部分は水はけの良いナイロンメッシュですから、そのままシャワーが浴びられます。
- 後輪はノーパンクタイヤ。空気調整などのメンテナンスが不要です。
- コンパクトに折りたたんで収納できます。



はね上げ式ひじ掛け

横から移乗がしやすい
跳ね上げ式のひじ掛け



後輪ストッパー

簡単にできるワンタッチ
の後輪ストッパー



着脱式フットレスト

フットレストは着脱式なので、
入浴の際、スペースを取りません。


愛ふるチェア (入浴兼用介護用車いす) ¥119,900 (税抜¥109,000)

サイズ/幅52×奥行87×高さ89cm
座面サイズ/幅38×奥行40×高さ45cm
重量/約10kg
キャスター/前輪=15cm、後輪=33cm
材質/本体=アルミ合金・ステンレス、
座面・背もたれ=ナイロンメッシュ
耐荷重/100kg

TAIS:00076-000097 JAN:4531620980312



コンパクトに
収納できます。




注意

使用される方が乗り降りの際は必ずブレーキをかけて車体が動かないようにして下さい。

浴槽の縁が最大23cmまで取り付けできるお風呂用手すりです。



- 最大23cmまでの浴槽の縁幅に対応しています。
- 浴槽内での身体を安定させる内グリップが付いています。
- 内グリップは身体状況により向きを変えてご使用になれます。



※使用時はしっかりと固定ノブを締めて下さい。



内グリップは、身体状況に合わせて向きを変えてご使用下さい。



浴槽側にある内グリップは2方向に向きを変えることができます。

湯～グリップ (ワイド) 特定福祉用具

¥37,400 (税抜¥34,000)



サイズ／幅16×奥行30～40×全高49cm
浴槽上面からの高さ:34cm
材質／ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上
手すり／単泡EPDMソフトスポンジ
重量／3kg
TAIS:00076-000105 JAN:4531620980169

据え置き型の狭い浴槽(内釜式)専用の手すりです。



※使用時はしっかりと固定ノブを締めて下さい。

- 風呂のコーナーに固定するので、浴槽への出入りがしやすくじゃまになりません。
- 浴槽内からの立ち上がり補助バーとしても便利です。
- 浴槽に取り付ける部分には、特殊ナイロンコーティングが施しており、傷つけません。
- グリップは、握りやすい太さとソフトな手触りです。



エルグリップ (レッド・ブルー)

¥36,300 (税抜¥33,000)

特定福祉用具


サイズ／幅18×奥行22×高さ38(22.5)cm
※()内は浴槽の縁からのサイズです。

重量／2kg

材質／本体=ステンレス(SUS304)

手すり=単泡EPDMソフトスポンジ


TAIS:00076-000098 JAN:(レッド)4531620980022 (ブルー)4531620981296



取っ手色: レッド、ブルー

取り付け幅 6～12

床ずれの原因と予防（床ずれは予防が大切です）



- 床ずれのおそれを感じたら、すぐに医師・看護に相談することが大切です。
- 床ずれは一旦できてしまうと、なかなか治りにくく、時間を要するだけでなく、ご本人の苦痛や介護ストレスも増えます。
- 床ずれができてから、除圧を始めるのでは手遅れです。床ずれができる前に、ケアしていくことが大切です。

床ずれの症状

- 床ずれは骨の当たる部分に圧迫を受け続け、摩擦やずれが加わったり、皮膚の湿潤によって起こりやすくなります。
- はじめは皮膚の表面が赤くなり、その後炎症し、ただれていき潰瘍となり皮膚組織が壊死します。
- 重度になると骨髓炎、敗血症を併発する場合があります。


床ずれの段階 / NPUAP分類に基づく




ステージⅠ
発赤、紅斑



ステージⅡ
擦りむけ、水疱、浅い潰瘍



ステージⅢ
深いクレーター状壊死などの皮膚全層からそれ以上におよぶ損傷



ステージⅣ
皮膚深層の広範な組織破壊、壊死さらに筋肉・骨にまでおよぶ損傷


床ずれ防止用具利用の注意点

初期の段階から除圧性の高いものを使うとマットに体が沈み込んでしまい自力での寝返りや起き上がりが困難になり、逆効果の場合があります。

食事の摂取

- 消化しやすいもの
- 良質のタンパク質
- 高エネルギー、ビタミン、ミネラルを多く含んだもの

床ずれの出来やすいところ




（骨の突出している所や肌と肌が当たっている所）

エアークッション シリーズ

優れた体圧分散性と耐久性。
長時間の療養、床ずれ防止に。

スタンダードタイプのエアークッション




- クッションにあけてある穴部分で体圧からくる痛みを分散。
- 長期間の療養、寝痛み、床ずれの予防・快復に効果的です。
- 丸めたり、二つ折にして体位変換時のクッションとしてお使いください。
- 万能タイプは広げると肩から腰下までカバーします。
- 100Kgの体重でもご使用できます。

エアークッション 角座 今治タオル地カバー付
¥3,300 (税抜¥3,000)

エアークッション 万能 今治タオル地カバー付
¥5,940 (税抜¥5,400)

サイズ/角座=約48×48×7cm、万能=約60×90×7cm
材質/クッション=塩化ビニール、カバー=綿100%
耐荷重/100kg
オプション交換部品/
交換クッション/角座=1,500円(税抜)、万能=3,400円(税抜)
交換タオル地カバー/角座=1,500円(税抜)、万能=2,000円(税抜)
JAN:角座:4531620981333 万能:4531620981319

耐久性に優れたエアークッション「タフ」



痔でお困りの方
車椅子または長時間の座位に
適しています。
座席の上に敷いてご使用下さい。

丸めたり、二つ折り
にして体位変換時
のクッションとして
ご使用ください。

- 車いすの座布団や、体圧分散、体位変換時のクッションとして幅広く使用できます。
- エアで体圧を受け止めますので、ビーズのような底付きやヘタリがありません。

エアークッション「タフ」16 今治タオル地カバー付
¥3,300 (税抜¥3,000)

サイズ/約48×48×厚み5~6cm
材質/クッション=塩化ビニール、カバー=綿100%
耐荷重/100kg
オプション交換部品/
交換クッション(16穴)=1,500円(税抜)
交換タオル地カバー(16穴)=1,500円(税抜)
TAIS:00076-000103 JAN:4531620981005



丸めたり、二つ折りにして体位変換時の
クッションとしてご使用ください。

広げると肩から腰下までを
カバーすることができます。

- クッションの本体に穴があいているので、空気の流通が良く、床ずれの予防に最適です。
- 肩から腰下まで広い範囲で使用できます。

エアークッション「タフ」40 今治タオル地カバー付
¥5,940 (税抜¥5,400)

サイズ/約60×90×厚み5~6cm
材質/クッション=塩化ビニール、カバー=綿100%
耐荷重/100kg
オプション交換部品/
交換クッション(40穴)=3,400円(税抜)
交換タオル地カバー(40穴)=2,000円(税抜)
TAIS:00076-000102 JAN:4531620980978


長時間の座位や痔でお困りの方に

- エアークッションなので、車イスの座幅を問わず装着できます。
- 空気の流通がよく、底付きやヘタリがありません。

ガンメタクッション

¥2,200 (税抜¥2,000)

サイズ/約60×90×厚み5~6cm
材質/塩化ビニール 耐荷重/100kg
JAN:4531620981036



床ずれ防止用シープスキン ナーシングラググの特徴

**高品質のシープスキンは床ずれの原因である
体圧・摩擦・湿気を軽減し、床ずれを防止します。**



医療看護用シープスキンとしてウールマークのライセンスを取得しています。(License No.3269JA92W)
オーストラリア、メルボルン地方のメリノ種の羊で秋に生まれ、翌春に収穫したものです。その羊はスプリングラムと呼ばれ毛皮は世界最高品質です。その中でも特に毛質の弾力性が高く、毛の密度の濃い毛皮のみを厳選し、日本に輸入し、なめし加工したものがナーシングラググです。


1. 体圧の分散



表面の毛の密度は1cm²あたり5,000本あり、直立した毛一本一本が弾力のあるスプリングのような働きをして体を支えるので体重の圧迫を分散します。
またその毛足の長さは、体が沈み込みすぎることがないように28mmに切りそろえ、寝返りや起き上がりしやすい長さになっています。


2. 摩擦の軽減

直立した弾力のある高密度の毛一本一本で体を支えるため、体を動かした時に皮膚にかかるズレや摩擦を軽減し、皮膚剥離を防ぎます。




3. 吸湿性と通気性

ウール繊維は多層構造で内部に湿気を吸収します。吸水量は、木綿の約2倍。ポリエステル約40倍あります。また、繊維内部に吸収された湿気は徐々に拡散、放出されます。寝床内の湿度を50～55%に保ちますので、リュウマチの方の関節の痛みも和らげます。



寝装寝床内の相対湿度測定結果(大腿部)



4. 安全加工

- 抗菌加工 …………… ブドウ状球菌や大腸などの繁殖を防ぐ加工をしています。
- 防ダニ加工 …………… 人体に影響のない加工で、ダニの侵入を防ぎ、その忌避率は90%以上あります。
- ノンホルマリン加工… 発がん性物質であるホルマリンを一切使用せず、加工しています。
- 耐洗濯加工 …………… ナーシングラググはすべてご家庭の洗濯機で丸洗いできます。
(ただし、ウール用中性洗剤をご使用ください。)

毛の面が体に当たるように
マットレスの上に敷いてお使いください。



NR-1P

NR-1P
ナーシングラググー匹物

¥38,500 (税抜¥35,000)

サイズ／約 65cm× 約 95cm
重量／ 1.5Kg 材質／シープスキン

TAIS	00076 - 000001
JAN	4531620123016

ちょうどよいサイズで肩からおしりを支えます。

NR-1.5P



NR-1.5P
ナーシングラググー匹半物

¥51,700 (税抜¥47,000)

サイズ／約 65cm× 約 130cm
重量／ 2.2Kg 材質／シープスキン

TAIS	00076 - 000002
JAN	4531620123023

背の高い方でも余裕がもてるサイズ感です。



NR-2P

NR-2P
ナーシングラググ二匹物

¥78,100 (税抜¥71,000)

サイズ／約 65cm× 約 180cm
重量／ 3Kg 材質／シープスキン

TAIS	00076 - 000003
JAN	4531620123030

180cmの大判サイズで頭から踵までカバーします。

リウマチの方の寝具としても最適です。

NR-06
NR ベッドシート

¥231,000 (税抜¥210,000)

サイズ／約 90cm× 約 190cm
重量／ 5Kg
材質／表面＝シープスキン
裏面＝ポリエステル100%
ひも止め付(4ヵ所)

TAIS	00076 - 000005
JAN	4531620123078



NR-06

NR-31
NR 半身用ロング

¥110,000 (税抜¥100,000)

サイズ／約 65cm× 約 130cm
重量／ 2.5Kg
材質／表面＝シープスキン
裏面＝ポリエステル100%

JAN	4531620123320
-----	---------------

NR-32
NR 半身用

¥77,000 (税抜¥70,000)

サイズ／約 65cm× 約 90cm
重量／ 1.7Kg
材質／表面＝シープスキン
裏面＝ポリエステル100%

JAN	4531620123337
-----	---------------



おしりや体位変換時にお使いください。弾力性と吸湿性、通気性に富み、床ずれを防止します。

NR-10 円座厚型

¥13,750 (税抜¥12,500)

サイズ／直径約 36cm× 厚み約 8.5cm× 中穴径約 11cm

重量／ 400g


材質／表面＝シープスキン

中材＝ポリエステル繊維100%

裏面＝ポリエステルレーヨン布地

TAIS 00076 - 000009

JAN 4531620123115



おしりや体位変換時、床ずれの出来やすいところにお使いください。薄型タイプですので、背中に敷いても体が湾曲することなく、床ずれを防止します。

NR-11 円座薄型

¥13,750 (税抜¥12,500)

サイズ／直径約 36cm× 厚み約 4.5cm× 中穴径約 11cm

重量／ 230g

材質／表面＝シープスキン

中材＝ウレタンクッション

裏面＝ポリエステルレーヨン布地

TAIS 00076 - 000010

JAN 4531620123122



おしりや床ずれの箇所に応じてパットとしてお使い下さい。裏面にマジックテープがついてありますので2つ折りにして脇や足に挟んでもお使い頂けます。通気性、吸湿性、弾力性に優れ、患部を優しく保護します。

NR-24 円座薄型穴無

¥13,750 (税抜¥12,500)

サイズ／直径約 36cm× 厚み約 4.5cm

重量／ 290g


材質／表面＝シープスキン

中材＝ウレタンクッション

裏面＝ナイロン布地マジックテープ付

TAIS 00076 - 000038

JAN 4531620123221



NR-18 (M) ムーンパット M サイズ

¥9,350 (税抜¥8,500)

サイズ／直径約 28cm× 厚み約 4.5cm

重量／ 160g

材質／表面＝シープスキン 中材＝ウレタンクッション

裏面＝ナイロン布地マジックテープ付

TAIS 00076 - 000039

JAN 4531620123238

NR-19 (S) ムーンパット S サイズ

¥5,170 (税抜¥4,700)

サイズ／直径約 20cm× 厚み約 4.5cm


重量／ 85g

材質／表面＝シープスキン 中材＝ウレタンクッション

裏面＝ナイロン布地マジックテープ付

TAIS 00076 - 000040

JAN 4531620123245



かかと、肘、頭部等の床ずれ防止用具。
かかとや肘、頭部、耳の後ろなど床ずれの出来やすいところに毛面が肌に当たるようにご使用下さい。

NR-09 ドーナツパット

¥3,960 (税抜¥3,600)

サイズ／直径約 16cm× 厚み約 4.5cm× 中穴径約 4.5cm

重量／ 80g

材質／表面＝シープスキン

中材＝ウール綿

裏面＝ポリエステルレーヨン布地

TAIS 00076 - 000008

JAN 4531620123108




枕やパットとして頭部、患部の床ずれ防止にお使いください。特に頭部の術後枕に最適です。

NR-16 NR まくらパット

¥13,200 (税抜¥12,000)

サイズ／約 25cm× 約 35cm× 厚み 4.5cm
重量／ 190g
材質／表面＝シープスキン
中材＝ウレタンクッション

TAIS	00076 - 000015
JAN	4531620123177



おむつで包まれている部分の湿気を取り除き床ずれを防止します。仙骨部に直接当てて、また傷口がある場合はガーゼの上からご使用ください。汚れた場合はそのつど交換して洗って下さい。


※汚れた場合はそのまま放置せず汚れを洗い流して下さい。

NR-15 NR おむつパット 5枚1組

¥9,130 (税抜¥8,300)

サイズ／幅 10cm× 奥行 15cm
重量／ 125g (5枚分)
材質／シープスキン

TAIS	00076 - 000014
JAN	4531620123160



体位変換時のクッションとしてお使いください。体に触れる圧迫を和らげ、ムレを防ぎ患部を保護します。裏面チャック材。中材を取り出せます。

NR-29 三角型ラグ

¥25,300 (税抜¥23,000)

サイズ／幅 41cm× 奥行 21cm× 高さ 11cm
重量／ 550g
材質／表面＝シープスキン
中材＝ウレタンクッション
裏面・側面＝ポリエステルレーヨン布地

TAIS	00076 - 000032
JAN	4531620123306



肘、膝裏ふくらはぎのパッドとしてお使い下さい。マジックテープで固定できるので、ずれにくく、神経の圧迫をやわらげ手足の変形を防ぎます。

NR-25 楕円パット

¥8,910 (税抜¥8,100)

サイズ／ 30cm×20cm× 厚み 4.5cm
重量／ 160g
材質／表面＝シープスキン
中材＝ウレタンクッション
裏面＝ナイロン布地
付属品／マジックテープ2本

JAN	4531620123252
-----	---------------



枕カバーや体位変換時のクッションのカバーとしてお使いください。マジックテープで固定できるので、ずれにくく、通気性、吸湿性、弾力性に優れ、圧迫部位を保護します。



NR-26 万能パットカバー

¥19,800 (税抜¥18,000)

サイズ／
幅40cm× 奥行30cm× 厚み4.5cm
重量／ 360g
材質／表面＝シープスキン
中材＝ウレタンクッション

JAN	4531620123269
-----	---------------



手の平の床ずれ防止用具。本品を縦に2つ折にして手の平に毛の部分当たるように装着しマジックテープで固定してください。手の平の汗や湿気を吸い、ただれなどを防止、緩和します。

NR-22 ハンドサポーター

¥2,970 (税抜¥2,700)

サイズフリー・外観／約 8cm× 幅 13cm× 厚み 3cm
重量／ 35g
材質／表面＝シープスキン
中材＝ウレタンクッション
マジックテープ付

TAIS	00076 - 000021
JAN	4531620123214



NR-07 かかとあて

かかとの床ずれ防止用具。ムれることなく、かかとをやさしく包み込み床ずれを防止します。

①2ヶ1組

¥13,750 (税抜¥12,500)

②右足用 ③左足用

¥6,875 (税抜¥6,250)

サイズ／フリー 重量／240g
材質／表面＝シープスキン
裏面＝ナイロン布地・
マジックテープ付

TAIS	①00076-000006
JAN	①4531620123085 ②4531620123504 ③4531620123511



NR-08 ひじあて

肘の床ずれ防止用具。
肘の床ずれを防止し関節の痛みを和らげます。

①2ヶ1組

¥13,200 (税抜¥12,000)

②右手用 ③左手用

¥6,600 (税抜¥6,000)

サイズ／フリー 重量／300g
材質／表面＝シープスキン
裏面＝ナイロン布地・
マジックテープ付

TAIS	①00076-000007
JAN	①4531620123092 ②4531620123528 ③4531620123535



足を優しく包み込む
ブーツ。
保温性に優れ、ムれる
ことなく足を保護します。

規格外のサイズも
注文承ります。

NR-17 NR ブーツ

①Sサイズ

¥28,600 (税抜¥26,000)

②Mサイズ

¥29,700 (税抜¥27,000)

③Lサイズ

¥31,350 (税抜¥28,500)

サイズ／①(S)=22～23cm ②(M)=24～25cm ③(L)=26～27cm
重量／①(S)=4約50g ②(M)=約600g ③(L)=約750g
材質／シープスキン

TAIS	①00076-000016
JAN	(S)4531620123184 (M)4531620123559 (L)4531620123566



かかとをやさしく包
み込みを尖足を防止
します。
ムれることなく、かかと、
ふくらはぎの床ずれを
防止します。

NR-13 NR 尖足防止プロテクター

①2ヶ1組

¥39,600 (税抜¥36,000)

②片足用

¥19,800 (税抜¥18,000)

サイズ／フリー 重量／920g
材質／表面＝シープスキンマジックテープ付
裏面＝ナイロン布地チャック付
中材＝尖足防止L字スチール板、2重構造ウレタンクッション

TAIS	①00076-000012
JAN	①4531620123146 ②4531620123542



NR-04 車いす用背あて

¥16,500 (税抜¥15,000)

サイズ／幅 40cm× 奥行 40cm
重量／310g
材質／シープスキン

車いすの背もたれ部分に垂れ
かけてお使いください。
背中の傷みを和らげ汗を吸い
ます。
夏も快適です。

JAN	4531620123054
-----	---------------

NR-05 NR クッション

¥31,350 (税抜¥28,500)

サイズ／幅 40cm× 奥行 40cm× 厚み約 9.5cm
重量／750g
材質／表面＝シープスキン(チャック付)
中材＝厚み6.5～7cmの3重構造ウレタンクッション
裏面＝ポリエステルレーヨン布地

TAIS	00076-000036
JAN	4531620123061

長時間の座位をとられる方や車いす使用者に最適のクッションです。
ムれる事なく、摩擦を軽減し体圧を分散します。
中材を取り出して洗って下さい。



背もたれの部分と座面の部分が一体となった車いす用のクッション。通気性と吸湿性、弾力性に優れ、ムレを防ぎ圧迫部位を保護します。

長時間の座位を取られる方や車いすのクッションとしてお使いください。おしりの痛みを和らげ、ムレる事なく摩擦・圧迫を軽減します。裏面は滑り止め加工を施しています。



NR-27 車イス用クッション

¥37,400 (税抜¥34,000)

サイズ／幅40cm×奥行80cm×厚み(座部)約5.5cm・(背部)約4cm
重量／850g

材質／表面＝シープスキン

裏面＝ポリエステル100%

座面部中材＝ウレタンクッション

TAIS	00076-000037
JAN	4531620123283

NR-20 角座厚型

¥17,380 (税抜¥15,800)

サイズ／幅約40cm×奥行約40cm×厚み約10.5cm 中穴径約11cm
重量／580g

材質／表面＝シープスキン

中材＝ポリエステル繊維

裏面＝ポリエステル100%

TAIS	00076-000033
JAN	4531620123191



長時間の座位をとられる方や車いす用のクッションとしてお使いください。おしりの傷みを和らげ、ムレる事なく、摩擦を軽減し体圧を分散します。裏面に滑り止め加工をしているのでずれません。

長時間の座位をとられる方や車いす用のクッションとしてお使いください。体に触れる部分の圧迫を和らげ、ムレを防ぎ患部を保護します。



NR-21 角座薄型

¥17,380 (税抜¥15,800)

サイズ／幅約40cm×奥行約40cm×厚み約5.5cm 中穴径約13cm
重量／400g

材質／表面＝シープスキン

中材＝ウレタンクッション

裏面＝ポリエステル100%

TAIS	00076-000034
JAN	4531620123207

NR-30 角座クッション (薄型穴無)

¥17,380 (税抜¥15,800)

サイズ／幅約40cm×奥行約40cm×厚み約5.5cm
重量／470g

材質／表面＝シープスキン

中材＝ウレタンクッション

裏面＝ポリエステル100%

TAIS	00076-000035
JAN	4531620123313

制菌素材

エスメーロ®

菌の増殖を抑制するポリエステル繊維



制菌加工
認証番号 007 E 00

中綿に使用

NR-10 円座厚型

NR-20 角座厚型

裏地の中綿に使用

NR-20 角座厚型

NR-06 ベッドシート

NR-21 角座薄型

NR-31 NR半身用ロング

NR-27 車イス用クッション

NR-32 NR半身用

NR-30 角座クッション

この製品には、制菌機能ポリエステル繊維エスメーロ®が上記部位に使用されています。

ブレスエアーを中材に使用



ブレスエアーの特徴

熱可塑性ポリエステル系エラストマー「ペルブレン®」を繊維状にして複雑に組み合わせた三次元スプリング構造体です。
軽量、高反発で通気性と耐久性に優れ、抗菌性もあります。



1. 高反発で、通気性に優れています。
2. 耐久性は、8万回の連続圧縮に合格。
3. 制菌性はSEK基準に合格。
4. 耐洗濯性があり、洗えます。

従来の中材からブレスエアーに変更したことにより、通気性と座り心地が向上



長時間の座位を取られる方や車いす用クッションとしてお使いください。ブレスエアーを中材に使用することによって、おしりの痛みやズレ、圧迫の軽減が、より向上しました。裏面は滑り止め加工をしているので、ずれません。

TAIS	00076 - 000092
JAN	4531620123375

NR-33

NR 角座ブレスクッション 薄型穴あり

¥18,480 (税抜¥16,800)

サイズ:縦40cm×横40cm×厚み約6cm 中穴径13cm
重量/約500g
材質/表面=シープスキン 中材=熱可塑性ポリエステル系エラストマー
裏面=ポリエステル



長時間の座位を取られる方や車いす用クッションとしてお使いください。ブレスエアーを中材に使用することによって、おしりの痛みやズレ、圧迫の軽減が、より向上しました。裏面は滑り止め加工をしているので、ずれません。

TAIS	00076 - 000093
JAN	4531620123382

NR-34

NR 角座ブレスクッション 薄型穴無

¥18,480 (税抜¥16,800)

サイズ:縦40cm×横40cm×厚み約6cm 重量/約500g
材質/表面=シープスキン 中材=熱可塑性ポリエステル系エラストマー
裏面=ポリエステル



背もたれの部分と座面の部分が一体となった車いす用クッションです。通気性、吸湿性、弾力性に優れ、ムレや圧迫を防ぎ、車いすをより快適に使用できます。座面にブレスエアーを使用しているので、より快適に過ごせます。

TAIS	00076 - 000094
JAN	4531620123399

NR-35

NR 車いす用ブレスクッション (座)

¥38,500 (税抜¥35,000)

サイズ:縦80cm×横40cm×厚み約6cm(座部)・約4cm(背部)
重量/約1,030g
材質/表面=シープスキン
中材(座部)=熱可塑性ポリエステル系エラストマー
裏面=ポリエステル ※背部には中材は組み込んでいません。



背もたれの部分と座面の部分が一体となった車いす用クッションです。通気性、吸湿性、弾力性に優れ、ムレや圧迫を防ぎ、車いすをより快適に使用できます。座面と背部にブレスエアーを使用しているので、おしりや背中の痛み等をやわらげ、より快適に過ごせます。

TAIS	00076 - 000095
JAN	4531620123405

NR-36

NR 車いす用ブレスクッション (背・座)

¥40,700 (税抜¥37,000)

サイズ:縦80cm×横40cm×厚み約6cm
重量/約1,090g
材質/表面=シープスキン
中材(座部)=熱可塑性ポリエステル系エラストマー
裏面=ポリエステル

30度側臥位をサポートする体位変換クッション

通気性の良いスポンジのようなクッション。ムレの心配もありません。
特殊ウレタンフォームが優しく体を支えます。



ふゆらふゆ

体位変換、座位保持、足のむくみ防止など用途はいろいろ

体位変換パット ピタゴラス

¥6,600 (税抜¥6,000)

サイズ／幅50×奥行30×高さ18cm

材質／中身＝超通気性特殊ウレタンフォーム 外カバー＝パイル(綿70%・ポリエステル30%)
中カバー＝ポリエステル JAN:4531620981166

膝やかかとの下に

三角クッション・ピタゴラス 30

¥6,050 (税抜¥5,500)

サイズ／幅30×奥行24×高さ13cm

材質／中身＝超通気性特殊ウレタンフォーム 外カバー＝パイル(綿70%・ポリエステル30%)
中カバー＝ポリエステル JAN:4531620981173

ひざ下や背中に

三角クッション・ピタゴラス 60

¥8,030 (税抜¥7,300)

サイズ／幅60×奥行24×高さ13cm

材質／中身＝超通気性特殊ウレタンフォーム 外カバー＝パイル(綿70%・ポリエステル30%)
中カバー＝ポリエステル JAN:4531620981180

広い面積で30度側臥位をサポートします。

三角クッション・ピタゴラス 80

¥9,240 (税抜¥8,400)

サイズ／幅80×奥行24×高さ13cm

材質／中身＝超通気性特殊ウレタンフォーム 外カバー＝パイル(綿70%・ポリエステル30%)
中カバー＝ポリエステル JAN:4531620981197

車いすでの床ずれを防ぎ、座位の姿勢を保持します。



特殊カットした3層構造のクッションが、座骨を支え、圧迫をやわらげ床ずれを防止し、骨盤の後傾・前滑りを防ぎ、安定して座れます。
カバーは、防水・防臭・抗菌・撥水加工を施しています。

車いす用座位保持クッション

WC-01 ¥8,800 (税込¥8,000)

サイズ／幅40×奥行40×厚み6cm 重量／約400g



材質／(中材)3層構造低反発＋高反発ウレタン

(カバー)ポリエステル・ナイロン

TAIS:00076-000026 JAN:4531620126048



■ご使用方法



持ち上げて動かす介護から持ち上げない介護へ

移乗シートの役割

腰に負担のかからない姿勢と滑らせる介護で、介護者の腰痛を予防します。
滑らせる移動で、介護を受ける方にかかる圧迫をなくし、皮膚剥離を防止します。

介助らくらくシート


摩擦の少なく耐久性の高い丈夫な素材のシートを筒状にしたものです。
ベッド上での移動や寝返り、移乗などの際にご移用ください。
少しの力で介助ができ、介助者と介護を受ける方の負担を軽減します。



介助らくらくシート S
荷重が大きくかかる頭から背中
に敷き込むと簡単に一方方向に移動
できます。



介助らくらくシート M
頭からおしりまで敷き込むと横
への移動が簡単にできます。



※洗濯は洗濯ネットに入れ、中性洗剤をお使いください。

介助らくらくシート

(S) **¥2,695** (税抜¥2,450) (M) **¥5,500** (税抜¥5,000)

サイズ／(S)幅73×長さ70cm (M)幅73×長さ120cm

材質／ナイロン

TAIS: (S)00076-000030 (M)00076-000044

JAN: (S)4531620300028 (M)4531620300035

スライディンググローブ

外側が滑りやすく摩擦の少ない素材で作った介助用グローブ。
親指と人差し指を挟むことによりグローブが抜けにくく力も入りやすく操作性がよくなります。
ご利用者とベッドの間などにスムーズに入れ込むことができます。

体位変換や背上げ時の除圧などにご使用ください。

スライディンググローブ

(2枚組) 税抜 **¥3,080** (税抜¥2,800)

サイズ／幅17×長さ48cm 材質／ナイロン

TAIS: 00076-000031

JAN: 4531620300011

体位変換やベッド上での移動などにご使用
ください

動画でも商品
を紹介しています



ベッドを背上げた時にご利用者の背に
グローブを入れ込むことにより、背中に
かかっている圧迫を除くことができ楽に
なります。



※洗濯は洗濯ネットに入れ、中性洗剤をお使いください。



トランスファーシート

介護保険貸与



摩擦が少なく軽い力で、**上下左右斜めの全方向**に滑ります。
介護者の腰痛などの負担を軽減し、介護を受ける方の**皮膚の剥離や圧迫**を防ぎます。ご利用者の体の下に敷き込み、滑らせてベッド上での移動などを行います。薄い生地で、敷き込みやすくしています。

洗濯は洗濯ネットに入れ、中性洗剤をご使用ください。
※漂白剤、柔軟剤、乾燥機、ドライクリーニング、アイロンは不可です。

筒状タイプ トランスファーシート S

¥3,300 (税抜¥3,000)

サイズ／幅73×長さ70cm
材質／ナイロン
TAIS:00076-000045 JAN:4531620300042



荷重が大きくかかっている**頭から背中**に敷き込み、簡単に移動できます。

筒状タイプ トランスファーシート M

¥6,600 (税抜¥6,000)

サイズ／幅73×長さ120cm
材質／ナイロン
TAIS:00076-000046 JAN:4531620300059



頭からおしりまで敷き込み、少しの力で軽く移動できます。

筒状タイプ トランスファーシート L

¥8,800 (税抜¥8,000)

サイズ／幅73×長さ180cm
材質／ナイロン
TAIS:00076-000047 JAN:4531620300066



全身に敷き込み、足先を押しだけで移動できます。

トランスファーシート フラット S (1枚タイプ)

¥4,400 (税抜¥4,000)

サイズ／幅94×長さ142cm
材質／ナイロン
TAIS:00076-000048 JAN:4531620300073



寝返りなどの補助にもご利用できます。

トランスファーシート フラット L (1枚タイプ)

¥7,700 (税抜¥7,000)

サイズ／幅142×長さ188cm
材質／ナイロン
TAIS:00076-000049 JAN:4531620300080



手足を動かす**トレーニング**にも使えます。

大切な“人”、その人たちと共に…

アルジョハントレーは、1957年に設立されたヘルスケアとライフサイエンス分野で、製品・ソリューションを展開するスウェーデンのゲティンゲグループの一員です。移乗と移動のためのリフト、入浴装置や衛生機器、褥瘡などの予防領域に着目した製品等、それぞれのシーンに合わせた介護福祉の最先端である北欧基準の製品を全世界向けに製造販売しています。ケアを受ける方や施設利用者の方々のために、同様にケアをする看護師や介護士の方々のために、利用される全ての方に、より安全で快適な解決策をご提案します。

POSITIVE(ポジティブ)8

私たちは安全な患者の移乗 (SPH) を目的に製品を開発しております。製品が看護師や介護士などケアする方の労力を軽減するだけでなく、まず第一にご利用者の方々のADLの維持や早期離床が可能となることを最初の大切なステップだと考えております。



人の手による介助で、持ち上げると利用者が筋緊張を招く場合があります。

また、無理に移動・移乗を行うとすれや摩擦の原因になりスキントラブルのリスクが高まります。

移乗用具は、介助される方の腰痛保護だけでなく利用者の身体保護も目的にしており、摩擦や圧の集中を出来るだけ少なくなるよう活用しましょう。

スタンディングリフト

利用者自身の力での立ち上がり動作をサポートし、自立動作を促す立位補助器。



介護保険貸与



ハンドグリップをスライドするだけで簡単に座位姿勢動作へアプローチ出来ます。



立位動作も膝サポートがあるので安定します。



介助者は足元で脚部開閉やペダルロック操作が可能です。



- ① サラステディ
② サラステディ コンパクト
¥358,000 (非課税)



座位バランスが不安定な方の補助ベルト

サポートベルト

特定福祉用具

S・M ¥69,800 (税抜) L・XL ¥74,500 (税抜)
(S)TSS500 (M)TSS501 (L)TSS502 (XL)TSS503

重量/①29.4kg ②28.3kg 耐荷重/ 182kg 適応身長/①160cm ②140~165cm

スタンディングリフト

立位補助器と歩行訓練器を一体化。人間工学に基づいた自然な補助動作を促します。



サラプラス

¥1,900,000 (非課税)

サイズ／幅65cm×奥行140.6cm×高さ90.6～149.7cm
バッテリー／鉛

脚部開閉幅／64.6(脚部外寸)～100.2cm(脚部内寸)

耐荷重／190kg



スタンディングリフト

脚部開閉、立ち上がりがリモコン操作で可能に。一人の介助で安全にサポート、電動式の立位補助具




サラフレックス

¥980,000 (非課税)

重量／52kg 耐荷重／200kg バッテリー／24V4Ah鉛電池



座位バランスが不安定な方の補助ベルト



サポートベルト


S・M ¥69,800 (税抜)

L・XL ¥74,500 (税抜)


(S)TSS500 (M)TSS501
(L)TSS502 (XL)TSS503

■ 床走行式リフト

介護保険貨与



長いアーチ・高いストロークで操作性がよい。
病院や施設に最適な床走行式リフト。



スプレッターバー（ハンガー）
揺れ防止機能を内蔵しています。
格段に揺れが少なく、安定しているので
安心して快適です。



ツインマスト（支柱）
重量を分散させる構造で安定性が
高く取り回しも容易です。
吊られた際にも開放感があり、
アイコンタクトを取りやすくなっ
ています。




足元の広いスペース
足がボールにぶつかる事なく、
快適な移乗ができます。



床からの移乗も可能



緊急停止・下降装置付



マキシツイン（①低床型 ②標準型）**¥960,000**（非課税）

重量／45.5kg（スプレッド、バッテリー含まず） 耐荷重／182kg
バッテリー／2.5A h ニッケル水素電池 KTB2EEX2JP TAIS:01746-000007

多用途に対応可能な垂直昇降可能な床走行リフト。
用途に応じてハンガーの取り換えが可能。



標準装備



床からの移乗

持ち上げストローク幅:131.5cm
最小持ち上げ高:22.5cm
最大持ち上げ高:154cm

オプション：ハンガーを変えることによって、多用途に対応





歩行訓練



体位変換



ベッドからの水平移動

ウォーキングジャケット用
¥160,270（税抜¥145,700）ループスプリング用
¥114,180（税抜¥103,800）ストレッチャーフレーム
¥260,260（税抜¥236,600）

マキシムーブ **¥1,700,000**（非課税）

重量／69kg（バッテリー、Jib、DPSを含む） 耐荷重／227kg バッテリー／24V、5.5Ah密封鉛電池

■ 据置式リフト

工事不要。高さ・幅を簡単に設定できる軽量コンパクトなポータブルシステム



介護保険貨与



本体は6.5kgで軽量
本体だけでも持ち運び可能



マキシスカイ 440・イーゼートラック FS フレーム
¥1,227,000（非課税）

サイズ：（組立時）幅235~337cm×高さ183~241cm 重量／（本体のみ）6.5kg
耐荷重／200kg バッテリー容量／体重80kgの方で最大30回の移乗が可能
バッテリー規格／鉛蓄電池 LE00009 TAIS: 01746-000003



天井にレールを埋め込むタイプ
部屋から部屋の移動や複数人数の移乗
など活用方法は無限大です。



2点式スプレッダーバー

ご利用者の移動、移乗、体位変換など作業環境に適用できます。省スペースで効率的な運用ができ、用途に応じてスプレッダーバーが選べます。

天井走行式リフト マキシスカイ 2 別途お見積り


最大ストローク／天井から230cm 耐荷重／272kg
※導入するスプレッダーバー、レールの長さ、施工条件によって価格は異なります。

アルジョのスリングシート

特定福祉用具

特長

立体構造でポリエステル素材の摩擦が少ないスリングシートです。体に装着し吊り上げた際、滑りながら自然と体を包み込むようにフィットします。そのためシートのヨレや圧迫が少なく体への負担が軽減されます。取り外す際も抵抗なくスムーズにできます。



サイズはスリングシートのエッジ部分に色分けして表示しますので複数人に使用する際も手誤はよく選べます。

サイズ	頭頂部～尾てい骨	想定体重
■赤 (S)	61～72.8cm	35～60kg
■黄 (M)	72.8～84.7cm	55～75kg
■緑 (L)	84.7～94.7cm	70～120kg
■紫 (LL)	94.7～99.7cm	140～200kg



専用メジャーで簡単にサイズがわかります。



生地は薄く滑りやすく装着した時に頭まですっぽりと自然に体を包み込みます。24時間ベッドの上に敷いたままにできる立体構造のスリングシートです。

ループ式スリングオールディ

S・M・L・LL 各 **¥88,000** (税抜¥80,000)

材質／ポリエステル 耐熱温度／90℃



耐荷重272kgの丈夫な立体構造のスリングシート
頭部まで支えます。

ループ式スリングハイバック

S・M・L・LL 各 **¥63,800** (税抜¥58,000)

材質／ポリエステル 耐熱温度／90℃



耐荷重272kgの丈夫な立体構造のスリングシート
頭部の保持ができる方に。

ループ式スリングローバック

S・M・L・LL 各 **¥47,300** (税抜¥43,000)

材質／ポリエステル 耐熱温度／90℃



このシャワートロリーは、シャワーパネルと併用して依存性の高い患者や入居者に対して効率的なシャワーシステムを提供します。
またナーシング・テーブルとしても機能します。

シャワートロリー カレボ

¥1,426,260 (税抜¥1,296,600)

サイズ／全幅75.9～88.8cm(サイドサポート部含む)×全長200.5cm×高さ60.5～95.5cm 重量／82kg(マットレス含む)
耐荷重／200kg 最大背上げ角度／15度



体を支えるマットは痛みを感じにくいソフトなクッション構造。



仙骨部分はフレームがしなり、圧迫を分散。



電動昇降・背上げ機能で、簡単操作で腰痛予防の高さが確保でき介助の負担も軽減できます。



利用者の背角度が15度まで調整できるので、安楽な姿勢で介助を受けれます。

貼るタイプの滑り止めシリーズ

浴槽用の貼るタイプの耐水性滑り止めシート。浴槽の中や淵に。



浴槽の中や淵に

①レッド

②ブルー

ステーブルシートⅡ(2枚組)


各**¥3,300** (税抜¥3,000)

サイズ／幅24×奥行32×厚み0.06cm
材質／改質ABS系弾性樹脂、ポリエステル不織布
アクリル系粘着剤 色／レッド・ブルー
JAN:①4531620127250 ②4531620127243

対応表注意:洗い場表面に凸凹、滑り止め加工がある場合、材質の状態によって設置できない場合がございます。

手すりに巻きつけ滑り止め、金属製手すりの冷っと感もなくします。

水に濡れても滑らない、手すりに貼って巻くだけの耐水性滑り止めテープ




手すり用滑り止めテープ(2m巻)

¥1,100 (税抜¥1,000)

サイズ／幅2.5×長さ200cm
材質／改質ABS系弾性樹脂・ポリエステル不織布・アクリル系粘着剤
色／赤 ※直径2.8cmの手すりに約60cm巻くことができます。
JAN:4531620125034

貼るタイプの屋内用の耐水性滑り止めテープ

階段や床、浴槽の中や淵などの滑りやすいところに手すりにも貼れます。



手すりには直線部分に縦に貼ります。



浴槽



床



階段

万能滑り止めテープⅡ(3m巻)

¥4,785 (税抜¥4,350)

サイズ／幅9.5×長さ300cm
材質／改質ABS傾弾性樹脂・ポリエステル不織布・アクリル系粘着剤
色／赤
JAN:4531620127151



～寝たままできる洗浄機能付きトイレ～ 自動排泄処理装置 キュラコ



動画でも商品を紹介しています



●夜間も装着したまま睡眠できるので安心です。 ●介護の負担を軽減します。 ●AI搭載の自動洗浄機能でおしりや陰部を常に清潔に保ち衛生的です。 ●尿路感染症やかぶれを防ぎます。 ●寝返りは30度まで対応します。



キュラコ本体

CURA-100-B03

介護保険貸与

¥715,000 (税抜¥650,000)

サイズ／幅 42× 高さ 49× 奥行 70.8cm

重量／ 23 kg 材質／ ABS

電源／ AC100V (50/60)

消費電力／ (モーター) 590W

(温水システム) 1200W

(待機電力) 17W

TAIS : 01834-000003



レシーバーに装着カバーを着けてご使用ください。



体にレシーバーを装着しているところ

自動排泄処理の流れ



1. 操作パネルの自動ボタンを押します。
 2. 待機モードになります。
 3. センサーが便や尿を感知すると吸引します。
 4. おしりや陰部を温水洗浄します。
 5. レシーバーの受け口とノズルを自己洗浄します。
 6. 温風でおしりや陰部を乾燥します。
- 一連の工程を状況判断しながら全自動で行います。



男性用レシーバー(ホース含む)

CURA-100-B10

特定福祉用具

¥132,000 (税抜¥120,000)

サイズ／レシーバー部＝幅8×高さ15.8×奥行32cm

ホース部＝幅6.5×長さ246.8cm

重量／約2.6kg TAIS:01834-000006



女性用レシーバー(ホース含む)

CURA-100-B11

特定福祉用具

¥132,000 (税抜¥120,000)

サイズ／レシーバー部＝幅8×高さ15.8×奥行32cm

ホース部＝幅6.5×長さ246.8cm

重量／約2.6kg TAIS:01834-000007



汚物タンク

CURA-100-B05

特定福祉用具

¥27,500 (税抜¥25,000)

TAIS:01834-000005

セット内容

- ①本体
- ②レシーバー
- ③汚物タンク
- ④洗浄水タンク
- ⑤空気洗浄フィルター
- ⑥防音マット
- ⑦専用ブラシ
- ⑧排水ホース
- ⑨装着カバー ×2 枚
- ⑩取扱説明書




洋式便器用手すり トイレエイド・ネオ

介護保険費と




商品部分



※便器は含まれません

取り付けの目安




製品に便器は含まれてません

人間工学に基づく設計で、着座・立ち上がりがスムーズ


- 取っ手の位置と形状が、自然な体の動きをサポート。
- 最小限の力で無理なく、着座。立ち上がりを行います。
- 便座に直接取り付け、しっかりと固定できます。
- 足元に障害物がなく、狭いトイレを有効に使えます。
- 洗浄機能付トイレにも対応できます。

注) 洗浄機能付便座の種類によっては取付できないものもあります。

着座



立上



手すりにつかまりながら徐々に体を回転。手すりに体重をかけるながらゆっくり便座に座ります。

手すりの持ちやすいところを握り、押しながら体を起こすと自然と重心が前に向かい容易に立ち上がれます。

¥41,800 (税抜¥38,000)

重量 / 3.6Kg 材質 / スチール鋼管 (粉体塗装)

TAIS : 00076-000043

JAN : 4531620666056

取り付け簡単! 便器と便座に挟んで固定!



手足にかかる力のバランスと重心移動で自然な立ち上がり。

立ち上がり例



足元を手前に引き、上体を前に出します。



取っ手の持ちやすい所を握り、プッシュアップして立ち上がります。

和式便器用手すり Newすわっ手

介護保険費と

使用する方の好みで左右の手すりの高さを段違いにセットできます。
床までの高さが22cm以下の場合、その高さに合わせて改造いたします。



φ35

- 段差のある和式トイレ専用の手すりです。
- 洋風便座・両用型とセットで使います。
- 便器本体に簡単に取り付けられます。
- ビスで床に固定することもできます。
- グリップは握りやすいソフトスポンジを採用。

ふわりい



和式便器にしっかり固定

¥31,900 (税抜¥29,000)

サイズ / 手すり部=幅53.5×奥行45×高さ37・39.5・42cm (3段階調整)、取付金具奥行=52~60cm

材質 / 本体=スチールパイプ (粉体塗装仕上げ) 握手=単泡EPDMソフトスポンジ

重量 / 5kg

取付有効段差22cm以上

TAIS:00076-000104 JAN:4531620980695

(単位:cm)

取付可能奥行

便器先~段差

52~60



37・39.5・42 (3段階)

取付可能段差

22cm以上

53.5

22

53.5

53.5

53.5

53.5

53.5

53.5

53.5

53.5

53.5

※便座は別売 (市販の両用型便座をお使い下さい。)



上部マット

ウェーブ形状の下層を加えた2層構造がベッド背上げ時のズレを軽減します。
へたりや失禁で臭いがついて
も上部マットの交換ができます。

ウェーブストレッチマットレス

¥32,780 (税抜¥29,800)

サイズ／①幅91②幅83×長さ190×厚さ8cm
③幅91④幅83×長さ180×厚さ8cm

材質／(中材)ポリエステル

TAIS／①WM-WS1:00076-000063 ②WM-WS2:00076-000089
③WM-WS3:00076-000090 ④WM-WS4:00076-000091

●オプション:洗浄用マットレスカバー ¥4,950 (税抜¥4,500)

●交換用上部マット ¥4,180 (税抜¥3,800)



靴下を本隊の前方部にかぶせ、中に足を入れて、
紐を引いて使います。

ソックスエイド

¥2,750 (税抜¥2,500)

サイズ／19×23cm(紐の長さ70cm) 重量／70g

材質／綿、プラスチック 色／(表)白、(裏)青、(紐)ベージュ



シャツなどのボタン掛けを片手でも、できます。
反対側はファスナーなどのリンクにかけ、開閉できます。

ファスナーボタンエイド

¥1,562 (税抜¥1,420)

サイズ／長さ20.5cm 重量／40g

材料／(グリップ)プラスチック 色／黒



差し込み部はやわらかめでソフトな使用感！
スムーズに差し込める形状です。
握り手が大きく扱いやすい。
便槽がボール容器状で、処理が簡単。




差し込み便器

¥1,210 (税抜¥1,100)

サイズ／幅22×長さ40(持手含む)×高さ2~10cm

フタ開口部／18cm 耐荷重／80kg 色／ピンク

JAN:4531620981159



製品索引

ア	愛ふるチェア（入浴兼用介護車いす）	入浴補助用具	7
	一休さん（立ち作業用歩行椅子）	歩行支援用具	3
	イーゼートラックFSフレーム（据え置き型リフト）	移乗用具	23
	ウェーブストレッチマットレス	マットレス	29
	エアークッション 角座	床ずれ防止用具	10
	エアークッション 万能	床ずれ防止用具	10
	エアークッション「タフ」16	床ずれ防止用具	10
	エアークッション「タフ」40	床ずれ防止用具	10
	エルグリップ（浴槽コーナー手すり）	入浴補助用具	8
カ	介助らくらくシート	移乗用具	19
	滑車訓練器	リハビリ機器	6
	カレボ（シャワートロリー）	入浴補助用具	25
	ガンメタクッション	床ずれ防止用具	10
	キュラコ（自動排泄処理装置）	排泄関係用具	27
	車いす用座位保持クッション	床ずれ防止用具	18
サ	差し込み便器	排泄関係用具	29
	サラステディ（スタンディングリフト）	移乗用具	21
	サラプラス（スタンディングリフト）	移乗用具	22
	サラフレックス（スタンディングリフト）	移乗用具	22
	車体カバー（車いすや歩行器に、雨やホコリから守る）	車体カバー	5
	ステープルシートⅡ（浴槽用滑り止めシート）	滑り止め用具	26
	スライディンググローブ	移乗用具	19
	ソックスエイド	自助具	29
タ	手すり用滑り止めテープ	滑り止め用具	26
	トイレエイド（洋式便器用手すり）	排泄関係用具	28
	トランスファーシート	移乗用具	20
ナ	ナーシングラッグシリーズ		11
	1P、1.5P、2P	床ずれ防止用具	12
	ベッドシート	床ずれ防止用具	12
	円座厚型	床ずれ防止用具	13
	円座薄型	床ずれ防止用具	13
	円座薄型穴無	床ずれ防止用具	13
	ムーンパット	床ずれ防止用具	13
	ドーナツパット	床ずれ防止用具	13
	まくらパット	床ずれ防止用具	14
	三角型ラグ	床ずれ防止用具	14
	万能パットカバー	床ずれ防止用具	14
	おむつ用パット	床ずれ防止用具	14
	楕円パット	床ずれ防止用具	14
	ハンドサポーター	床ずれ防止用具	14
	かかとあて	床ずれ防止用具	15
	ひじあて	床ずれ防止用具	15
	ブーツ	床ずれ防止用具	15
	尖足防止プロテクター	床ずれ防止用具	15
	車いす用背あて	床ずれ防止用具	15
	NR クッション	床ずれ防止用具	15
	車イス用クッション	床ずれ防止用具	16
	角座厚型	床ずれ防止用具	16
	角座薄型	床ずれ防止用具	16
	角座クッション（薄型穴無）	床ずれ防止用具	16
	New すわっ手（段差和式便器専用手すり）	排泄関係用具	28
ハ	万能すべり止めテープⅡ	滑り止め用具	26
	ピタゴラス（体位変換パッド）	床ずれ防止用具	18
	ピッコラ Piccola（コンパクト室内用歩行補助車）	歩行支援用具	4
	ファスナーボタンエイド	自助具	29
	平行棒 手っ平（ご家庭での歩行訓練や屋内用手すりに）	歩行支援用具	5
マ	マキシスカイ2（天井走行式リフト）	移乗用具	24
	マキシスカイ440・イーゼートラックFS フレーム	移乗用具	23
	マキシツイン（床走行式リフト）	移乗用具	23
	マキシムーブ（床走行式リフト）	移乗用具	23
	まどか（入浴補助台回転盤付）	入浴補助用具	7
ヤ	湯〜グリップ ワイド（浴槽用手すり）	入浴補助用具	8
ラ	リハビリポール	リハビリ機器	6
	ループ式スリング ローバック	移乗用具	24
	ループ式スリング ハイバック	移乗用具	24
	ループ式スリング オールディ	移乗用具	24



<http://www.hello-with.com>
mail / with@hello-with.com

本社	〒564-0042	大阪府吹田市穂波町19-25 TEL 06-6310-9090 FAX 06-6310-9600
東京営業所	〒101-0032	東京都千代田区岩本町3-5-2-702 TEL 03-5821-8572 FAX 03-5821-8573